

**Ghid de utilizare a platformei pentru
Medicul de familie**



PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA PANDEMIC CONTROLLER de către Medicii de familie

Stimați colegi medici de familie,

Vă rog să citiți precizările de mai jos, înainte de utilizarea acestei platforme:

- datele inițiale de acces au fost trimise către fiecare medic de familie numai pe adresele de e-mail regăsite în lista oficială a cabinetelor de medici de familie din Timiș publicată pe site-ul CNAS, așadar dacă un medic de familie nu folosește adresa din acea listă, înseamnă că nu a primit e-mailul cu datele de acces. Încercăm actualizarea e-mail-urilor, așa că vă rugăm să comunicați și altor colegi acest lucru, iar dacă nu au (ați) primit mailul inițial cu datele de acces, vă rugăm să ne scrie(ți) pe adresa pandemic.controller@citydoctors.ro

- platforma Pandemic Controller NU înlocuiește platforma CORONA FORMS, chestionarul oficial sau alte aplicații/documente pe care le-ați primit de la Ministerul Sănătății pentru evaluare (și pe care le veți utiliza în continuare conform indicațiilor oficiale pe care le-ați primit), ci este un instrument adițional, independent de acestea, menit să vă ajute cu recomandări în ceea ce privește stadiul bolii și tratamentul posibil

- în platforma Pandemic Controller nu veți vedea toți pacienții pozitivi covid-19 pe care îi vedeți în CORONA FORMS, ci numai pacienții care merg la spitalul Victor Babes din Timișoara pentru o evaluare și apoi nu rămân imediat internați, ci merg acasă pentru tratament sub supravegherea medicului de familie. După acea evaluare din spital, acolo ei vor fi introduși în aplicație cu datele evaluării, iar apoi îi puteți vedea și d-voastră în aplicație.

- în momentul în care sunt introduși pacienți noi în aplicație, veți fi notificați automat pe e-mail, cât și prin sms (la numărul de telefon pe care îl aveți pe lista CNAS, dacă aveți alt număr pe care îl folosiți, vă rugăm să ne informați pe adresa pandemic.controller@citydoctors.ro)

- după ce sunteți notificat că a fost introdus un pacient nou, puteți accesa link-ul primit într-un mail anterior (daca nu le-ați primit, scrieți-ne pe pandemic.controller@citydoctors.ro), iar pe baza datelor personale de acces (utilizator, parolă) puteți intra și vedea fișa pacientului, cât și recomandările generate de aplicație privind stadiul bolii și tratamentul aferent (realizate pe baza protocolului național și a experienței mele în tratarea pacienților covid de până acum), astfel încât să vă puteți orienta spre a oferi cel mai potrivit tratament, după ce, bineînțeles, sunați și discutați cu pacientul să înțelegeți bine întregul caz și să faceți adaptările necesare.

Important!

Această platformă informatică oferă **RECOMANDĂRI ȘI ATENȚIONĂRI** care pot ajuta medicii de familie, dar **întotdeauna MEDICUL ARE DECIZIA FINALĂ** asupra încadrării într-o anumită formă a bolii, asupra schemelor de tratament ce vor fi aplicate sau asupra investigațiilor necesare fiecărui pacient!

Vă mulțumesc și dacă aveți neclarități sau sugestii vă rog să ne scrieți la adresa pandemic.controller@citydoctors.ro, pentru că facem eforturi să concepem această platformă astfel încât să fie cât mai utilă pentru d-voastră.

Dr. Virgil Musta

1. Logare

1.1 se introduce utilizatorul și parola primite pe e-mail (de pe pandemic.controller@citydoctors.ro)



The image shows a login form for the 'PANDEMIC CONTROLLER' application. At the top left is the logo, which consists of the word 'PANDEMIC' in a light blue font above the word 'CONTROLLER' in a darker blue font. Below the logo, in a smaller font, it says 'concepție dr. Virgil Muză - dezvoltare Aigard Systems'. The form itself is a light gray rectangle containing three elements: a white text input field with the placeholder text 'Utilizator', another white text input field with the placeholder text 'Parola', and a solid blue button with the white text 'Login'.

1.2 dacă este prima logare, se citesc "Termenii și condițiile" și dacă utilizatorul este de acord, se bifează corespunzător

1.3 dacă este la prima logare, se schimbă parola primită inițial, din motive de securitate

2. VIZUALIZARE informații despre pacient

1.1 se caută în listă un anume pacient introducând numele în câmpul cu aceeași denumire și se dă click

The screenshot shows the 'OPERATURI' section of the application. At the top, there is a search bar with 'Nume' and 'Prezenta' fields. Below it, a table titled 'Pacienti monitorizati' lists patient data. A red arrow points to the search input field, and another red arrow points to the 'Nume' column header in the table.


ID	Prezenta	Nume	Ultima interactiune	CNP	Localitate	Judet	Localitate	Data
1437	Test3	TestMF-FCT			Unirea Med. Test	TRMS	Alba	08-11-2020
1438	Test5	TestMF-FMCP			Unirea Med. Test	TRMS	Timisoara	08-11-2020
1425	Test7	TestMF-FKTR			Unirea Med. Test	TRMS	Timisoara	04-11-2020
1434	Test6	TestMF-FA			Unirea Med. Test	TRMS	Brosthegy-Ma	08-11-2020
1433	Test3	TestMF-FUMR			Unirea Med. Test	TRMS	Bacova	08-11-2020
1432	Test4	TestMF-FMTC			Unirea Med. Test	TRMS	Timisoara	08-11-2020
1410	Test2	TestMF-FS			Unirea Med. Test	TRMS	Bacova	04-11-2020
1409	Test1	TestMF-FUMS			Unirea Med. Test	TRMS	Timisoara	04-11-2020
1408	Test1	TestMF-FMSP			Unirea Med. Test	TRMS	Alba	04-11-2020

1.2 la pacientul ales, se dă click pe "Fișă pacient" pentru a vedea parametrii evaluării din spital

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with the first row of the 'Pacienti monitorizati' table selected. A red arrow points to the 'Fișă pacient' button located at the beginning of the selected row.

ID	Prezenta	Nume	Ultima interactiune	CNP	Localitate	Judet	Localitate	Data
1437	Test3	TestMF-FCT			Unirea Med. Test	TRMS	Alba	08-11-2020

1.4 se dă click pe “**Stadializare și tratament**” pentru a vedea forma bolii în care recomandă aplicația să fie încadrat, cât și tratamentul recomandat, plus atenționările aferente!



ID	Prezenta	Nume	Ultimele teste/acti	CSP	Unitate	Judet	Localitate	Data
1408	Test1	TestMF-FIMSP	TestMF-FIMSP		Unitate Med. Test	TIME	Teriasara	04-11-2020

1.5 se vizualizează **Stadializare și tratament** cu recomandările și atenționările făcute de aplicație, apoi se închide fereastra și se reia procesul pentru un alt pacient.

CONTROLLER

Operatiuni

X Inchide
X Fereastra

1 of 1
🔄 📄 🖨️

Stadializare și tratament

ID 1408

Nume TestMF-FIMSP Test1

Stadiu Forma medie cu pneumonia și sindrom inflamator crescut

Data Ora 20-11-2020 10:26

Recomandare schema de tratament	Tip Medicament	Dozaj si Frecventa	Info aditionale
PATOGENIC (MED. FAM.)	Anticoagulant la alegere:	in doza profilactica	la recomandarea med. cardiolog
	1. Anticoagulant injectabil:	daca este posibil:	
	a. Nadroparin (Frixiparine)	1 x 3800-4000 UI anti-factor Xa/zi	pt. greutate ≤ 70 kg
	b. Enoxaparin (Clexane)	SAU 1 x 5700 UI anti-factor Xa/zi	pt. greutate > 70 kg
		o doza de 40 mg / zi	pt. ClCr > 30 mL/min
		SAU o doza de 30 mg / zi	pt. ClCr 15-30 mL/min
	SAU Anticoagulant oral:	la alegere	
	a. Rivaroxaban	10 mg/zi	
	b. Apixaban	2 x 2,5 mg/zi	
	c. Dabigatran	75-110 mg/zi	
ADJUVANT	2. Dexametazona	2x8 mg/zi in fct. de evolutie apoi 1x8mg/zi 5 zile	
	SAU Medrol	2x16 mg/zi	
	3. Azitromicina	500 mg / zi 5 zile	
SIMPTOM.	1. Aerosolii		
	2. Vitamine	Vit C 2g/zi, Vit D3 8000U/zi, Zn 15 mg/zi	
in functie de simptomatologie			

Schema de tratament finala

Medicatie prescisa

Atentionari

- 1 1. Atentie cu administrarea Azitromicina la pacienti cu QT prelungit si cu medicatie antiaritmica, betablocante, digoxin.
- 2 2. De retinut ca Medrol la pacienti diabetici sau cu diabet la debut se da in doza unica, cu verificarea glicemiei la o ora de la administrare!
- 3 3. Se va consulta tratamentul prezent al pacientului (daca exista pt. o boala cronica etc) si se vor verifica punctual interactiunile acestora cu medicamentele din protocol.
- 4 4. Se va recomanda terapia anticoagulanta orala curativa, dupa care in functie de evolutie, se va trece la doze profilactice pana la 40 de zile, cu evaluarea riscului de hemoragie !!!

Prin pașii efectuați mai sus se vizualizează practic informațiile introduse după evaluarea de la spital, recomandările și avertizările aplicației, iar după vizualizarea lor, medicul de familie ia legătura cu pacientul, înțelege bine toate particularitățile cazului și stabilește tratamentul aferent sau alte acțiuni pe care le consideră necesare!

Pentru alte detalii legate de folosirea aplicației, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail:

pandemic.controller@citydoctors.ro

